



Probówki Eppendorf Conical Tubes[®] - 25 ml - z pokrywką SnapTec[™]

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Nowy standard probówek firmy Eppendorf o pojemności 25 ml. Probówki są dostępne w 3 klasach czystości. Pasują do standardowych akcesoriów na probówki stożkowe 50 ml. Opatentowane zatrzaskiwane zamknięcie pozwala na obsługę jedną ręką. Mniejsza pojemność i wysokość probówek zapobiega kontaminacji próbki w trakcie pipetowania i pozwala zaoszczędzić do 20% miejsca potrzebnego do przechowywania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zamknięcie	Kolor	Pojemność	Stopień czystości	Nr producenta	Pakowane	Szt./Op.
	K-0721	Probówki wirówkowe Eppendorf	z pokrywką SnapTec [™]	przezroczyste	25 ml	Eppendorf Quality	0030 118.405	5 x 40 szt.	200 szt.
	K-0722	Probówki wirówkowe Eppendorf	z pokrywką SnapTec [™]	przezroczyste	25 ml	PCR Clean	0030 118.413	5 x 40 szt.	200 szt.
	K-0723	Probówki wirówkowe Eppendorf	z pokrywką SnapTec [™]	przezroczyste	25 ml	sterylne	0030 118.421	6 x 25 szt.	150 szt.
	K-0733	Probówki wirówkowe Eppendorf	z pokrywką SnapTec [™]	bursztynowe	25 ml	sterylne	0030 118.430	6 x 25 szt.	150 szt.
	K-0724	Pakiet startowy Eppendorf Conical Tubes	z pokrywką SnapTec [™]	przezroczyste	25 ml	PCR Clean	0030 118.502	5 x 40 szt.	200 szt.

Opis

Probówki o pojemności 25 ml to nowe rozwiązanie firmy Eppendorf. Mają taką samą średnicę jak typowe probówki 50 ml, dlatego pasują do powszechnie stosowanych akcesoriów do wirowania, mieszania, ogrzewania, przygotowywania próbek i przechowywania. Dzięki mniejszej wysokości wygodniej operuje się przy nich pipetami, co zmniejsza ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych pomiędzy pipetą i probówką. Nowe probówki 25 ml są zamykane za pomocą opatentowanej pokrywki SnapTec[™] umożliwiającej obsługę jedną ręką. Każda partia jest indywidualnie testowana i certyfikowana w zakresie jakości i czystości. Probówki z pokrywką SnapTec[™] można autoklawować w temperaturze do 121 °C (20 min).

Charakterystyka probówek:

- odporne na wirowanie do 17 000 x g,
- szczelne w zakresie od -86°C do 100°C,
- dostępne w trzech klasach czystości,
- zajmują o 20% mniej miejsca potrzebnego do przechowania w porównaniu do standardowych probówek stożkowych o poj. 50 ml,
- wyprodukowane z najwyższej jakości surowca klasy 6 USP, bez użycia środków poślizgowych, plastifikatorów i biocydów, co zapewnia najwyższe bezpieczeństwo próbki i optymalną widoczność osadu.

W skład pakietu startowego Eppendorf Conical Tubes K-0724 wchodzi: 5 x 40 szt. probówek o poj. 25 ml z pokrywką SnapTec™ o stopniu czystości PCR Clean, 4 statywy na 1 probówkę o poj. 25 ml oraz 6 adapterów wirówkowych.