



Statywy na próbki Eppendorf Tube Rack

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

System statywów Eppendorf Tube Rack pomaga w zachowaniu porządku na stole roboczym. Falista konstrukcja, numeracja stanowisk i antypoślizgowe nóżki sprawiają, że użytkownik ma łatwy dostęp do próbek i nie ma problemu z ich identyfikacją. Statywy można przechowywać piętrowo. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na próbki	Liczba miejsc	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0771	Statywy na próbki - Eppendorf Tube Rack	0,5 ml	48 miejsc	0030 119.800	2 szt.
	K-0772	Statywy na próbki - Eppendorf Tube Rack	1,5/2,0 ml	36 miejsc	0030 119.819	2 szt.
	K-0773	Statywy na próbki - Eppendorf Tube Rack	5,0/15 ml	12 miejsc	0030 119.827	2 szt.
	K-0774	Statywy na próbki - Eppendorf Tube Rack	6 x 5/15 ml i 6 x 25/50 ml	12 miejsc	0030 119.835	2 szt.
	K-0775	Statywy na próbki - Eppendorf Tube Rack	kriogeniczne	36 miejsc	0030 119.843	2 szt.

Opis

Praktyczne statywy firmy Eppendorf. Uniwersalny system Eppendorf Tube Rack pomaga zachować ład i porządek w laboratorium oraz zmniejsza ryzyko błędów podczas pracy. Przemyślana konstrukcja i funkcja zapewniają łatwy dostęp do próbek i szeroki zakres zastosowań. Statywy są wyposażone w antypoślizgowe nóżki zapobiegające przypadkowemu przemieszczaniu się na stole roboczym. Mogą być przechowywane piętrowo, co pozwala na znaczną oszczędność miejsca. Wykonane z polipropylenu (PP). Cechują się wysoką odpornością chemiczną i fizyczną. Numeracja stanowisk dodatkowo ułatwia identyfikację próbek i redukuje ryzyko błędu. Autoklawowalne.