


## Statyw na kuwety Eppendorf Cuvette Rack



AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
**eppendorf**

Statywy na kuwety Eppendorf Cuvette Rack umożliwiają bezpiecznie przechowywanie do 30 kuwet. Posiadają antypoślizgowe, silikonowe nóżki oraz numerowane stanowiska. Falista konstrukcja pozwala na łatwy dostęp i czytelną identyfikację próbek. Wykonane z wysokiej jakości polipropylenu. Mogą być przechowywane piętrowo i są kompatybilne z systemem statywów Eppendorf Tube Rack. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0778	Statywy na kuwety Eppendorf Cuvette Rack	30 miejsc	0030 119.851	2 szt.

### Opis

System statywów Eppendorf Cuvette Rack. Kompatybilny ze statywami Tube Rack. Pozwala na jednoczesne przechowywanie 30 kuwet spektrofotometrycznych szklanych lub plastikowych. Dzięki antypoślizgowym nóżkom statywy są stabilne, a próbki bezpieczne. Numeracja stanowisk zapewnia bezbłędną identyfikację. Falista konstrukcja ułatwia dostęp do próbek. Statywy mogą być przechowywane piętrowo, dzięki czemu oszczędza się miejsce potrzebne do ich magazynowania. Wykonane z polipropylenu (PP). Cechują się wysoką odpornością chemiczną i fizyczną. Autoklawowalne.