



Pipety serologiczne Eppendorf

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Pipety serologiczne firmy Eppendorf. Wykonane z ultraprzejrzystego polistyrenu. Wyraźna skala bardzo precyzyjnie wskazuje pobieraną objętość. Kodowane kolorystycznie, co pozwala na łatwą identyfikację pipety. Pakowane pojedynczo w pudełko z podajnikiem. Sterylne. Wolne od pirogenów DNA, RNaz, DNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kod barwny	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	K-0701	Jednorazowe pipety serologiczne	1,0 ml	żółty	4 x 200 szt.	800 szt.	0030 127.692
	K-0702	Jednorazowe pipety serologiczne	2,0 ml	zielony	4 x 150 szt.	600 szt.	0030 127.706
	K-0703	Jednorazowe pipety serologiczne	5,0 ml	niebieski	4 x 100 szt.	400 szt.	0030 127.714
	K-0704	Jednorazowe pipety serologiczne	10,0 ml	pomarańczowy	4 x 100 szt.	400 szt.	0030 127.722
	K-0705	Jednorazowe pipety serologiczne	25,00 ml	czerwony	4 x 50 szt.	200 szt.	0030 127.730
	K-0706	Jednorazowe pipety serologiczne	50,00 ml	fioletowy	4 x 40 szt.	160 szt.	0030 127.749

Opis

Sterylnie pipety serologiczne firmy Eppendorf. Wykonane z ultraprzejrzystego polistyrenu. Wyposażone w czytelną, precyzyjną skalę. Pakowane pojedynczo do pudełek z podajnikami, co zapewnia najwyższą jakość i wygodę podczas użytkowania. Doskonale pasują do Easypet 3, jak również do pipetorów innych producentów. Pipety zostały wyposażone w kod kolorystyczny ułatwiający rozpoznawanie poszczególnych objętości. Wolne od pirogenów DNA, RNaz i DNaz. Niecytotoksyczne.