



Statyw na jedną probówkę stożkową 25 ml lub 50 ml

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Oryginalny statyw firmy Eppendorf. Przeznaczony na jedną probówkę stożkową o pojemności 25 lub 50 ml. Wykonany z białego polipropylenu (PP). Możliwość autoklawowania. Opakowanie zawiera 4 sztuki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na probówki	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0777	Pojedynczy statyw na probówki	25/50 ml	0030 119.860	4 szt.

Opis

Oryginalny statyw firmy Eppendorf. Przeznaczony na jedną probówkę stożkową o pojemności 25 lub 50 ml. Przydatny w codziennej praktyce laboratoryjnej. Pozwala zaoszczędzić miejsce na blacie roboczym. Wykonany z białego polipropylenu (PP), który może być autoklawowany. Opakowanie zawiera 4 sztuki.