



Kriopudełka Eppendorf Storage Boxes

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Kriopudełka Eppendorf Storage Boxes to praktyczny system do przechowywania probówek o różnych pojemnościach. Dzięki uniwersalnym wymiarom i dużemu zróżnicowaniu siatek pudełka pasują do większości probówek i pozwalają na optymalne zagospodarowanie miejsca w zamrażarce. Wykonane z PP. Mogą być przechowywane w temp. -86°C. Nadają się również do autoklawowania w temp. 121°C przez 20 min.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Na probówki	Wysokość	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0780	Kriopudełka Eppendorf Storage Box	10 x 10	1,0 - 2,0 ml	53 mm	0030 140.508	3 szt.
	K-0781	Kriopudełka Eppendorf Storage Box	9 x 9	1,0 - 2,0 ml	53 mm	0030 140.516	3 szt.
	K-0782	Kriopudełka Eppendorf Storage Box	9 x 9	3,0 ml	76 mm	0030 140.540	2 szt.
	K-0783	Kriopudełka Eppendorf Storage Box	9 x 9	4,0 - 5,0 ml	102 mm	0030 140.567	2 szt.
	K-0784	Kriopudełka Eppendorf Storage Box	8 x 8	1,0 - 2,0 ml	53 mm	0030 140.524	3 szt.
	K-0785	Kriopudełka Eppendorf Storage Box	5 x 5	5,0 ml	64 mm	0030 140.532	4 szt.
	K-0786	Kriopudełka Eppendorf Storage Box	5 x 5	5,0 ml	76 mm	0030 140.613	2 szt.
	K-0787	Kriopudełka Eppendorf Storage Box	5 x 5	15 ml	127 mm	0030 140.583	2 szt.
	K-0788	Kriopudełka Eppendorf Storage Box	3 x 3	25 ml	89 mm	0030 140.729	2 szt.
	K-0789	Kriopudełka Eppendorf Storage Box	3 x 3	15/50 ml	127 mm	0030 140.591	2 szt.

Opis

System pudełek do przechowywania Eppendorf Storage Boxes pozwala na dobranie optymalnej kombinacji pudełek dostosowanej do własnych potrzeb. Wymiary zewnętrzne (133 mm) są kompatybilne z popularnymi systemami statywów zamrażarkowych, a zróżnicowane warianty siatki wewnętrznej pozwalają idealnie dopasować je do wszystkich typowych formatów probówek: krioprobówek, probówek mikrowirówkowych oraz stożkowych o objętościach 15 i 50 ml, jak też innych naczyń laboratoryjnych.

Wykonane z polipropylenu (PP), który zapewnia wysoką wytrzymałość na zamrażanie, a także wygodne zamykanie i

otwieranie. Pudełka Eppendorf Storage Boxes mogą być przechowywane w temp. do -86°C. Nadają się również do autoklawowania w temp. 121°C przez 20 min. Przezroczysta pokrywa i oznakowanie alfanumeryczne miejsc ułatwia identyfikację próbek. Dodatkowo pokrywa wyposażona jest w 5 pól opisowych.

Pudełka na próbki 15 i 50 ml są dodatkowo wyposażone w otwory, które umożliwiają wyrównanie temperatury w czasie zamrażania.