



Probówki reakcyjne bez zamknięcia, pojemność 2,0 ml

Probówki reakcyjne firmy Biozym są wykonane z polipropylenu i posiadają wyjątkowo gładką powierzchnię wewnętrzną.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Pakowane
	A-710075	Probówki reakcyjne bez zamknięcia	2,0 ml	bezbabarwne	w worku (1000 szt.)

Opis

Probówki reakcyjne firmy Biozym są wykonane z polipropylenu i posiadają wyjątkowo gładką powierzchnię wewnętrzną.

Pojemność 2,0 ml. Podziałka co 0,1 ml z bocznym polem do opisu. Wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Wolne od DNaz i RNaz.

Opakowanie: w worku (1000 sztuk).