



Moździerze agatowe

Moździerze agatowe

Moździerze laboratoryjne wykonane z agatu z tłuczkiem. Charakteryzują się zwiększoną odpornością na ścieranie w porównaniu ze szkłem czy porcelaną. Odporne na działanie kwasów i zasad (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr.zew.	Śr.wew.	Wysokość
	N-0106	Moździerz agatowy z tłuczkiem	2 ml	25 mm	20 mm	15 mm
	N-0107	Moździerz agatowy z tłuczkiem	8 ml	40 mm	35 mm	20 mm
	N-0108	Moździerz agatowy z tłuczkiem	10 ml	50 mm	40 mm	25 mm
	N-0109	Moździerz agatowy z tłuczkiem	15 ml	60 mm	50 mm	27 mm
	N-0110	Moździerz agatowy z tłuczkiem	25 ml	75 mm	60 mm	30 mm
	N-0111	Moździerz agatowy z tłuczkiem	50 ml	100 mm	80 mm	40 mm
	N-0112	Moździerz agatowy z tłuczkiem	100 ml	125 mm	105 mm	50 mm
	N-0113	Moździerz agatowy z tłuczkiem	200 ml	150 mm	125 mm	65 mm
	N-0114	Moździerz agatowy z tłuczkiem	550 ml	200 mm	165 mm	80 mm

Opis

Moździerze agatowe

Moździerze laboratoryjne wykonane z agatu z tłuczkiem. Charakteryzują się zwiększoną odpornością na ścieranie w porównaniu ze szkłem czy porcelaną. Odporne na działanie kwasów i zasad (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego).