



## Probówki do PCR - 8-stanowiskowe - połączone z indywidualnymi zatyczkami - poj. 0,15 ml i 0,2 ml



Oryginalne probówki firmy Brand w 8-stanowiskowych paskach (strip) wykonane z PP. Każda z połączonych ze sobą probówek posiada osobną, płaską zatyczkę. Probówki nadają się do Real Time PCR. Dostępne są w wersji standardowej, jak i w wersji o niskim profilu. Przezroczyste lub białe.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                               | Pojemność | Profil      | Kolor         | Nr producenta | Szt./Op. |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------------|----------|
|           | K-0302  | Probówki do PCR - paski 8-stanowiskowe z zatyczkami | 0,2 ml    | standardowy | przezroczyste | 781332        | 120 szt. |
|           | K-0303  | Probówki do PCR - paski 8-stanowiskowe z zatyczkami | 0,2 ml    | standardowy | białe         | 781316        | 120 szt. |
|           | K-0304  | Probówki do PCR - paski 8-stanowiskowe z zatyczkami | 0,15 ml   | niski       | przezroczyste | 781333        | 120 szt. |
|           | K-0305  | Probówki do PCR - paski 8-stanowiskowe z zatyczkami | 0,15 ml   | niski       | białe         | 781317        | 120 szt. |

### Opis

Oryginalne probówki firmy Brand w 8-stanowiskowych paskach (strip) wykonane z PP. Każda z połączonych ze sobą probówek posiada osobną, płaską zatyczkę. Probówki nadają się do Real Time PCR. Dostępne są w wersji standardowej, jak i w wersji o niskim profilu. Przezroczyste lub białe.

**Uwaga:** wszystkie probówki (również te w kolorze białym) posiadają przezroczyste zatyczki.