



Tygle porcelanowe - glazurowane - wysokie



Tygiel porcelanowy wysoki wykonany z wysokiej jakości czeskiej porcelany odpornej na działanie kwasów, zasad oraz wysokiej temperatury. Odporne na działanie temperatury do 1000°C.

Miniatura	Nr-art.	Nr producenta	Nazwa	Powierzchnia	Pojemność	Śr. górna	Wysokość	Szt./Op.
	S-1722		Tygiel porcelanowy - wysoki	glazurowany	15 ml	30 mm	38 mm	1 szt.
	S-1723		Tygiel porcelanowy - wysoki	glazurowany	26 ml	35 mm	44 mm	1 szt.
	S-1724		Tygiel porcelanowy - wysoki	glazurowany	35 ml	40 mm	50 mm	1 szt.
	S-1725		Tygiel porcelanowy - wysoki	glazurowany	50 ml	45 mm	56 mm	1 szt.
	S-1727		Tygiel porcelanowy - wysoki	glazurowany	130 ml	60 mm	75 mm	1 szt.

Opis

Tygiel porcelanowy wysoki wykonany z wysokiej jakości czeskiej porcelany odpornej na działanie kwasów, zasad oraz wysokiej temperatury.

Dzięki pokryciu glazurą tygle są odporne na działanie temperatury do 1000°C.

Produkt jest wykonany zgodnie z normą ISO 1772, DIN 12 904.