



Worki Biohazard z PE - z kieszenią na dokumenty



Worki z kieszenią na dokumenty dają pewność, że transportowane próbki nie zostaną rozdzielone z dokumentacją.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Szer. x dł.	Kolor	Szt./Op.
	L-1051	Worki z oznaczeniem Biohazard - z kieszenią na dokumenty	LDPE	150 x 170 mm	pomarańczowe	200 szt.
	L-1052	Worki z oznaczeniem Biohazard - z kieszenią na dokumenty	LDPE	150 x 170 mm	czerwone	200 szt.
	L-1053	Worki z oznaczeniem Biohazard - z kieszenią na dokumenty	LDPE	150 x 170 mm	żółte	200 szt.
	L-1054	Worki z oznaczeniem Biohazard - z kieszenią na dokumenty	LDPE	150 x 170 mm	zielone	200 szt.
	L-1055	Worki z oznaczeniem Biohazard - z kieszenią na dokumenty	LDPE	150 x 170 mm	niebieskie	200 szt.

Opis

Worki Biohazard przeznaczone do przechowywania i transportowania próbek. Wykonane z bardzo trwałej, odpornej na rozdarcia oraz pęknięcia folii LDPE. Wysoka transparentność ułatwia natychmiastową identyfikację zawartości. Worki posiadają usytuowany centralnie znak ostrzegawczy „BIOHAZARD”, a także białe pole opisowe. Szczelność komory na próbki zapewnia zamknięcie strunowe, które umożliwia ponowne otwarcie i zamknięcie worka. W tylnej części znajduje się dodatkowa otwarta kieszeń na dokumenty w kolorze czerwonym.

Wymiary worka (szer. x dł.): 150 x 170 mm.

Wymiary kieszeni na dokumenty (szer. x dł.): 150 x 230 mm.

Grubość folii: 40 µm.