



Tygle porcelanowe - glazurowane - średnie



Tygiel porcelanowy średni wykonany z wysokiej jakości czeskiej porcelany odpornej na działanie kwasów, zasad oraz wysokiej temperatury. Odporne na działanie temperatury do 1000°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Powierzchnia	Typ	Pojemność	Śr. górna	Wysokość	Szt./Op.
	S-1712	Tygiel porcelanowy - średni	glazurowany	2/30	10 ml	30 mm	25 mm	1 szt.
	S-1713	Tygiel porcelanowy - średni	glazurowany	2/35	12 ml	35 mm	28 mm	1 szt.
	S-1714	Tygiel porcelanowy - średni	glazurowany	2/40	20 ml	40 mm	32 mm	1 szt.
	S-1715	Tygiel porcelanowy - średni	glazurowany	2/45	30 ml	45 mm	36 mm	1 szt.
	S-1716	Tygiel porcelanowy - średni	glazurowany	2/50	45 ml	50 mm	40 mm	1 szt.
	S-1717	Tygiel porcelanowy - średni	glazurowany	2/60	80 ml	60 mm	48 mm	1 szt.
	S-1718	Tygiel porcelanowy - średni	glazurowany	2/70	120 ml	70 mm	56 mm	1 szt.
	S-1719	Tygiel porcelanowy - średni	glazurowany	2/80	200 ml	80 mm	62 mm	1 szt.

Opis

Tygiel porcelanowy średni wykonany z wysokiej jakości czeskiej porcelany odpornej na działanie kwasów, zasad oraz wysokiej temperatury.

Dzięki pokryciu glazurą tygle są odporne na działanie temperatury do 1000°C.

Produkt jest wykonany zgodnie z normą ISO 1772, DIN 12 904.