



Szklana aparatura do destylacji

Prosta w obsłudze aparatura przeznaczona do destylacji płynów, m.in. wody, octu, mieszanek alkoholowych, rozpuszczalników organicznych o temperaturze wrzenia do 150°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	7-9300	Szklana aparatura do destylacji - komplet
	7-9301	Zapasowa kolba Erlenmeyera o poj. 5 l do aparatury do destylacji

Opis

Prosta w obsłudze aparatura przeznaczona do destylacji płynów, m.in. wody, octu, mieszanek alkoholowych, rozpuszczalników organicznych o temperaturze wrzenia do 150°C. W dostawie zawarte są: chłodnica ze szkła borokrzemowego (NS 45) wraz z termometrem (do 150°C), pierścień uszczelniający z PTFE, kolba Erlenmeyera o poj. 5 l (NS 45), kamyki wrzenne oraz 3-metrowy wąż chłodzący. Aparat przystosowany do każdej ceramicznej płyty grzejnej o odpowiedniej średnicy.