



## Moździerz porcelanowy z wylewem - szorstkie



Moździerz laboratoryjny z wylewem, wykonany z wysokiej jakości porcelany. Spełnia wymogi normy DIN 12 906. Odporny na działanie kwasów, zasad i wysokiej temperatury. Powierzchnia moździerza jest szorstka, co ułatwia ucieranie substancji na miazę.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                           | Pojemność | Średnica | Wysokość | Powierzchnia | Typ      |
|-----------|---------|---------------------------------|-----------|----------|----------|--------------|----------|
|           | S-1820  | Moździerz porcelanowy z wylewem | 25 ml     | 51 mm    | 32 mm    | szorstki     | 211a/0   |
|           | S-1821  | Moździerz porcelanowy z wylewem | 30 ml     | 56 mm    | 36 mm    | szorstki     | 211a/1   |
|           | S-1822  | Moździerz porcelanowy z wylewem | 70 ml     | 63 mm    | 41 mm    | szorstki     | 211a/1/0 |
|           | S-1823  | Moździerz porcelanowy z wylewem | 75 ml     | 76 mm    | 45 mm    | szorstki     | 211a/1a  |
|           | S-1824  | Moździerz porcelanowy z wylewem | 110 ml    | 83 mm    | 50 mm    | szorstki     | 211a/2   |
|           | S-1825  | Moździerz porcelanowy z wylewem | 160 ml    | 90 mm    | 56 mm    | szorstki     | 211a/2a  |
|           | S-1826  | Moździerz porcelanowy z wylewem | 220 ml    | 105 mm   | 64 mm    | szorstki     | 211a/3   |
|           | S-1827  | Moździerz porcelanowy z wylewem | 400 ml    | 125 mm   | 71 mm    | szorstki     | 211a/3a  |
|           | S-1828  | Moździerz porcelanowy z wylewem | 500 ml    | 139 mm   | 82 mm    | szorstki     | 211a/4   |
|           | S-1829  | Moździerz porcelanowy z wylewem | 650 ml    | 150 mm   | 90 mm    | szorstki     | 211a/5   |
|           | S-1830  | Moździerz porcelanowy z wylewem | 1000 ml   | 180 mm   | 104 mm   | szorstki     | 211a/6   |
|           | S-1831  | Moździerz porcelanowy z wylewem | 2250 ml   | 224 mm   | 127 mm   | szorstki     | 211a/7   |
|           | S-1832  | Moździerz porcelanowy z wylewem | 4300 ml   | 268 mm   | 160 mm   | szorstki     | 211a/8   |

### Opis

Moździerz laboratoryjny z wylewem, wykonany z wysokiej jakości porcelany. Spełnia wymogi normy DIN 12 906. Odporny na

działanie kwasów, zasad i wysokiej temperatury. Powierzchnia mózdzierza jest szorstka, co ułatwia ucieranie substancji na miąż.