



Zatyczki w paskach do probówek do PCR - 12-stanowiskowe



Zatyczki do probówek do PCR w paskach 12-stanowiskowych. Wykonane z PP. Zapewniają znakomitą szczelność w czasie cykli PCR. Wypukłe.

Uwaga: zmiana wielkości opakowania ze 125 szt. na 80 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0382	Zatyczki do probówek w paskach 12-stanowiskowych	różowe	781291	80 szt.
	K-0383	Zatyczki do probówek w paskach 12-stanowiskowych	żółte	781292	80 szt.
	K-0384	Zatyczki do probówek w paskach 12-stanowiskowych	zielone	781293	80 szt.
	K-0385	Zatyczki do probówek w paskach 12-stanowiskowych	niebieskie	781294	80 szt.
	K-0381	Zatyczki do probówek w paskach 12-stanowiskowych	przezroczyste	781290	80 szt.

Opis

Zatyczki do probówek do PCR w paskach 12-stanowiskowych. Wykonane z PP. Zapewniają znakomitą szczelność w czasie cykli PCR. Wypukłe.

Pasują do probówek w paskach 12-stanowiskowych o [nr art. K-0376 i nast.](#)