



## Automatyczne biurety Pelleta - oranżowe - kl. AS - bez paska Schellbacha

**ISOLAB**  
Laborgeräte GmbH

Automatyczne biurety Pelleta, wykonane ze szkła oranżowego. Klasa „AS”. Oznaczenia wykonano białym lakierem. Kalibrowane „na wylew”. Zawór i kurek odcinający wykonane z PTFE. Szczególnie polecane w przypadku miareczkowania substancji światłoczułych.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                                | Klasa dokł. | Kolor    | Pojemność | Podziałka |
|-----------|---------|------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|
|           | S-1604  | Automatyczna biureta Pelleta - bez paska Schellbacha | kl. AS      | oranżowa | 10 ml     | 0,02 ml   |
|           | S-1605  | Automatyczna biureta Pelleta - bez paska Schellbacha | kl. AS      | oranżowa | 25 ml     | 0,05 ml   |
|           | S-1606  | Automatyczna biureta Pelleta - bez paska Schellbacha | kl. AS      | oranżowa | 50 ml     | 0,10 ml   |

### Opis

Wyprodukowane z kalibrowanych pod próżnią, zabarwionych na brązowo, rurek borokrzemianowych 3.3 zgodnie z normą ISO 385. Wyposażone w kurek pośredni odcinający i zawór iglicowy wykonane z PTFE. Kalibrowane wg normy DIN/ISO jako klasa „AS”. Znak zgodności („DE-M”) i numer serii biurety nadrukowany jest na powierzchni korpusu. Certyfikat partii można pobrać ze strony internetowej producenta.

Napisy i wartości nominalne są drukowane trwałą emalią w kolorze białym. Bursztynowe zabarwienie szkła chroni wrażliwą zawartość biurety przed działaniem światła widzialnego, ultrafioletu i promieniowania podczerwonego. Biurety automatyczne dostarczane są bez butelki i gruszki, które należy zamawiać osobno.