



## Probówki do PCR w paskach - 8-stanowiskowe - połączone z indywidualnymi zatyczkami Optical Caps, Low Profile - poj. 0,1 ml

Probówki w paskach, 8-stanowiskowe, Low Profile, połączone z pojedynczymi pokrywkami Optical Caps. Matowa powierzchnia zewnętrzna. Wolne od DNaz i RNaz.

| Miniatura                                                                         | Nr-art.  | Nazwa                                                  | Kolor     | Szt./Op.             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|  | A-712190 | Probówki w paskach 0,1 ml, 8-stanowiskowe, Low Profile | bezbardwe | w worku (120 pasków) |

### Opis

Probówki w paskach, 8-stanowiskowe, Low Profile, połączone z pojedynczymi pokrywkami Optical Caps. Matowa powierzchnia zewnętrzna. Wolne od DNaz i RNaz.

**Opakowanie:** w worku (120 pasków 8-stanowiskowych).