



Moździerz ze stali szlachetnej z tłuczkiem

Moździerz wykonany ze stali szlachetnej 18/8, z masywnym tłuczkiem. Odporny na mycie w zmywarce. Autoklawowalny.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-1143	Moździerz ze stali szlachetnej z tłuczkiem

Opis

Moździerz wykonany ze stali szlachetnej 18/8, z masywnym tłuczkiem. Odporny na mycie w zmywarce. Autoklawowalny.

Wymiary naczynia: Ø 12,2 cm, wysokość 8,0 cm.

Wymiary tłuczka: Ø 4,0 cm, wysokość 18,0 cm.

Ciężar: ok. 250 g.