



Parownica porcelanowa z wylewem

Parownica z porcelany. Z wylewem. Okrągłodenna. Gładka powierzchnia wewnątrz, szorstka na zewnątrz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr.zew.	Wysokość
	S-1514	Parownica porcelanowa z wylewem	35 ml	60,5 mm	25,5 mm
	S-1515	Parownica porcelanowa z wylewem	60 ml	76 mm	31 mm
	S-1516	Parownica porcelanowa z wylewem	100 ml	91,5 mm	35 mm

Opis

Parownica porcelanowa **z wylewem** i okrągłym dnem. Powierzchnia **glazurowana wewnątrz**, szorstka na zewnątrz. Można stosować **do temperatury 1000°C**.