



Probówki reakcyjne PCR w paskach - z wypukłymi pokrywkami - poj. 0,2 ml

Wysokiej jakości probówki reakcyjne w paskach 8- lub 12-stanowiskowych. Jednakowa grubość ścianki zapewnia szybkie i równomierne przenoszenie ciepła. Ze szczelnie zamykającymi pokrywkami. Pojedyncze probówki mogą być z łatwością wyjmowane.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Stopień czystości	Szt./Op.
	3-1970	Paski 12-stanowiskowe z pokrywkami	przezroczyste	niesterylne	80 szt.
	3-1971	Paski 12-stanowiskowe z pokrywkami	niebieskie	niesterylne	80 szt.
	3-1972	Paski 12-stanowiskowe z pokrywkami	zielone	niesterylne	80 szt.
	3-1973	Paski 12-stanowiskowe z pokrywkami	pomarańczowe	niesterylne	80 szt.
	3-1974	Paski 12-stanowiskowe z pokrywkami	czerwone	niesterylne	80 szt.
	3-1975	Paski 12-stanowiskowe z pokrywkami	fioletowe	niesterylne	80 szt.
	3-1976	Paski 12-stanowiskowe z pokrywkami	żółte	niesterylne	80 szt.
	3-1977	Paski 12-stanowiskowe z pokrywkami	przezroczyste	sterylnie	80 szt.
	4-1980	Paski 8-stanowiskowe z pokrywkami	przezroczyste	niesterylne	125 szt.

Opis

Wysokiej jakości probówki reakcyjne w paskach 8- lub 12-stanowiskowych. Jednakowa grubość ścianki zapewnia szybkie i równomierne przenoszenie ciepła. Ze szczelnie zamykającymi pokrywkami. Pojedyncze probówki mogą być z łatwością wyjmowane.

Wolne od RNaz i DNaz.

Materiał: PP.

Zawartość opakowania:

Paski 12-stanowiskowe: 960 probówek (80 pasków 12-stanowiskowych).

Paski 8-stanowiskowe: 1000 probówek (125 pasków 8-stanowiskowych).