



## Probówki w paskach - 8-stanowiskowe, Kombi - połączone z indywidualnymi zatyczkami - poj. 0,2 ml

120 pasków po 8 probówek połączonych z pokrywkami w jednym pasku. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

| Miniatura | Nr-art.  | Nazwa                                | Kolor               | Szt./Op.                       |
|-----------|----------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|           | A-711680 | Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml | sterylne, bezbarwne | w worku (5 worków po 24 paski) |
|           | A-710980 | Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml | bezbarwne           | w worku (120 pasków)           |
|           | A-710981 | Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml | czerwone            | w worku (120 pasków)           |
|           | A-710982 | Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml | niebieskie          | w worku (120 pasków)           |
|           | A-710983 | Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml | zielone             | w worku (120 pasków)           |
|           | A-710984 | Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml | żółte               | w worku (120 pasków)           |
|           | A-710986 | Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml | fioletowe           | w worku (120 pasków)           |
|           | A-710988 | Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml | różnokolorowe       | w worku (5 worków po 24 paski) |

### Opis

120 pasków po 8 probówek połączonych z pokrywkami w jednym pasku. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

**Opakowanie:** w worku (120 pasków 8-stanowiskowych).