



Probówki do PCR w paskach 0,2 ml, 8-stanowiskowe, z pojedynczymi pokrywkami

120 pasków po 8 probówek w kształcie litery V połączonych z pojedynczymi pokrywkami (wypukłe pokrywki). High Profile. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	A-710940	Probówki Kombi w paskach	0,2 ml	bezbarwne	worek	120 pasków po 8 probówek i pokrywek
	A-710941	Probówki Kombi w paskach	0,2 ml	czerwone	worek	120 pasków po 8 probówek i pokrywek
	A-710942	Probówki Kombi w paskach	0,2 ml	niebieskie	worek	120 pasków po 8 probówek i pokrywek
	A-710943	Probówki Kombi w paskach	0,2 ml	zielone	worek	120 pasków po 8 probówek i pokrywek
	A-710944	Probówki Kombi w paskach	0,2 ml	żółte	worek	120 pasków po 8 probówek i pokrywek
	A-710945	Probówki Kombi w paskach	0,2 ml	pomarańczowe	worek	120 pasków po 8 probówek i pokrywek
	A-710946	Probówki Kombi w paskach	0,2 ml	fioletowe	worek	120 pasków po 8 probówek i pokrywek
	A-710948	Probówki Kombi w paskach	0,2 ml	różnokolorowe	worek	120 pasków po 8 probówek i pokrywek

Opis

120 pasków po 8 probówek w kształcie litery V połączonych z pojedynczymi pokrywkami (wypukłe pokrywki). High Profile. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Opakowanie: w worku (120 pasków 8-stanowiskowych).