



Probówki do PCR w paskach -12-stanowiskowe - bez zatyczek - poj. 0,2 ml

80 pasków po 12 probówek w kształcie litery V. High Profile. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-711060	Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml	bezbarwne	1 worek (80 pasków)
	A-711061	Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml	czerwone	1 worek (80 pasków)
	A-711062	Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml	niebieskie	1 worek (80 pasków)
	A-711063	Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml	zielone	1 worek (80 pasków)
	A-711064	Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml	żółte	1 worek (80 pasków)
	A-711066	Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml	fioletowe	1 worek (80 pasków)
	A-711660	Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml	sterylne, bezbarwne	5 worków po 16 pasków
	A-711068	Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml	różnokolorowe	5 worków po 16 pasków

Opis

80 pasków po 12 probówek w kształcie litery V. High Profile. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Opakowanie: w worku (80 pasków 12-stanowiskowych).