



Lejki ze stali szlachetnej

Lejek ze stali szlachetnej 18/8.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Wysokość	Szt./Op.
	E-6992	Lejek ze stali szlachetnej	100 mm	125 mm	1 szt.
	E-6993	Lejek ze stali szlachetnej	120 mm	145 mm	1 szt.
	E-6994	Lejek ze stali szlachetnej	150 mm	190 mm	1 szt.
	E-6995	Lejek ze stali szlachetnej	200 mm	220 mm	1 szt.
	E-6996	Lejek ze stali szlachetnej	250 mm	260 mm	1 szt.

Opis

Lejki ze stali szlachetnej 18/8. Z uchwytem i rowkiem odpowietrzającym.