



## Probówki do PCR w paskach - 8-stanowiskowe - bez zatyczek - poj. 0,1 ml

Probówki w paskach, 8-stanowiskowe, Low Profile. Wyjątkowo mocne. Odpowiednie do RT-PCR. Wolne od DNaz i RNaz. Pasują do termocyklerów LC 480.

| Miniatura                                                                         | Nr-art.  | Nazwa                                                           | Kolor     | Szt./Op.             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|  | A-712150 | Probówki w paskach, 8-stanowiskowe Low Profile, wyjątkowo mocne | bezbarwne | w worku (120 pasków) |
|  | A-712160 | Probówki w paskach, 8-stanowiskowe Low Profile, wyjątkowo mocne | białe     | w worku (120 pasków) |

### Opis

Probówki w paskach, 8-stanowiskowe, Low Profile. Wyjątkowo mocne. Odpowiednie do RT-PCR. Wolne od DNaz i RNaz. Kompatybilne z LightCycler® 480.

**Opakowanie:** w worku (120 pasków 8-stanowiskowych).