



Zatyczki w paskach do probówek mikrotitracyjnych - 8-stanowiskowe

Pokrywki w paskach 8-stanowiskowych. Wykonane z polietylenu. Przeznaczone do zamykania probówek mikrotitracyjnych o poj. 1,2 ml. Wolne od DNaz i RNaz. Nie nadają się do autoklawowania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-710420	Pokrywki w paskach do probówek mikrotitracyjnych	bezbarwne	w worku (10 worków po 12 pasków)

Opis

Pokrywki w paskach 8-stanowiskowych. Wykonane z polietylenu. Przeznaczone do zamykania probówek mikrotitracyjnych o poj. 1,2 ml. Wolne od DNaz i RNaz. Nie nadają się do autoklawowania.