



Nóż precyzyjny

Stabilny nóż z wymiennym, szpiczastym ostrzem podobnym do ostrzy stosowanych w skalpelach. Wygodnie układa się w dłoni. Metalowa rękojeść pokryta jest grubą warstwą tworzywa sztucznego. Masywne zamknięcie nasadkowe chroni przed skałeczeniem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	2-7115	Nóż precyzyjny	1 szt.
	2-7116	Zapasowe ostrza	10 szt.

Opis

Stabilny nóż z wymiennym, szpiczastym ostrzem podobnym do ostrzy stosowanych w skalpelach. Wygodnie układa się w dłoni. Metalowa rękojeść pokryta jest grubą warstwą tworzywa sztucznego. Masywne zamknięcie nasadkowe chroni przed skałeczeniem.

Długość: 160 mm.

Powierzchnia cięcia: 20 mm.

Ciężar: 33 g.