



Mikronożyce

Hammacher
Instrumente

Wyjątkowo lekkie mikronożyce, typ „Vannas”. Dwa modele. Wykonane ze stali CrNi 18/8. Długość cięcia wynosi 8,5 mm.

Długość całkowita: 80 mm.

Mikronożyce, typ „Castroviejo”. Wykonane z wysokiej jakości stali szlachetnej. Ze szpiczastą końcówką, bocznie wyprofilowane. Długość cięcia wynosi 10 mm.

Długość całkowita: 100 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Długość
	1-1815	Mikronożyce, typ "Vannas", wyjątkowo lekkie, proste	80 mm
	1-1816	Mikronożyce, typ "Vannas", wyjątkowo lekkie, wygięte	80 mm
	1-1817	Mikronożyce, typ "Castroviejo", szpiczaste, bocznie wyprofilowane	100 mm

Opis

Wyjątkowo lekkie mikronożyce, typ „Vannas”. Dwa modele. Wykonane ze stali CrNi 18/8. Długość cięcia wynosi 8,5 mm.

Długość całkowita: 80 mm.

Mikronożyce, typ „Castroviejo”. Wykonane z wysokiej jakości stali szlachetnej. Ze szpiczastą końcówką, bocznie wyprofilowane. Długość cięcia wynosi 10 mm.

Długość całkowita: 100 mm.