



Uchwyty do pipet Transferpette[®] S



Uchwyty do pipet Transferpette[®] S. Do wyboru dwa modele, do zamocowania na półce lub na ścianie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-2171	Uchwyt półkowy na 1 pipetę Transferpette [®] S	704811
	K-2172	Uchwyt ścienny na 1 pipetę Transferpette [®] S	704812

Opis

Uchwyty do pipet Transferpette[®] S przeznaczone do zamocowania na ścianie, albo model alternatywny, do zamocowania na półce laboratoryjnej. Przeznaczone na 1 pipetę.