



Oryginalny szwajcarski



Dostępne są 2 modele:

Model Schlüsselbund, czerwony

Długość: ok. 60 mm.

Zawiera: nóż, pilnik, nożyczki, pincetę i wykałaczkę.

Model Victorinox, duży, czerwony

Długość: ok. 90 mm.

Zawiera: długi i krótki nóż, otwieracz do butelek, otwieracz do puszek, brzeszczot, szydełko i korkociąg.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-7140	Szwajcarski szwajcarski, model Schlüsselbund
	2-7141	Szwajcarski szwajcarski, model Victorinox, duży

Opis

Dostępne są 2 modele:

Model Schlüsselbund, czerwony

Długość: ok. 60 mm.

Zawiera: nóż, pilnik, nożyczki, pincetę i wykałaczkę.

Model Victorinox, duży, czerwony

Długość: ok. 90 mm.

Zawiera: długi i krótki nóż, otwieracz do butelek, otwieracz do puszek, brzeszczot, szydełko i korkociąg.