



Probówki okrągłodenne o pojemności 5 ml

Probówki polipropylenowe i polistyrenowe, okrągłodenne o poj. 5 ml. Z podziałką lub bez. Z korkiem lub bez korka.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Wymiary	Szt./Op.
	B-2289	Probówki o poj. 5 ml (± 1 ml), bez podziałki i kołnierza, bez korka	PP	12 x 75 mm	1000 szt.
	B-2292	Probówki o poj. 5 ml (± 1 ml), bez podziałki, kołnierza i korka	PS	12 x 75 mm	1000 szt.
	B-2294	Probówki z podziałką: 0.5, 2.5 i 5 ml, kołnierzem i korkiem, o poj. 5 ml (± 1 ml) sterylne	PS	12 x 92 mm	200 szt.
	B-2295	Probówki z etykietą, podziałką: 0.5, 2.5 i 5 ml, kołnierzem i korkiem, o poj. 5 ml (± 1 ml) sterylne	PS	12 x 86 mm	2000 szt.

Opis

Probówki polipropylenowe i polistyrenowe, okrągłodenne o poj. 5 ml. Z podziałką lub bez. Z korkiem lub bez korka.