



Pincety jednorazowe z polistyrenu



Pincety jednorazowe wykonane z PS. Przeźroczyste. Posiadają anatomiczny kształt. Końcówka ząbkowana. Pincety sterylne są pakowane indywidualnie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Stopień czystości	Szer. końcówki	Długość	Szt./Op.
	B-0730	Pincety jednorazowe	PS	sterylne	3 mm	125 mm	50 szt.
	B-0731	Pincety jednorazowe	PS	niesterylne	3 mm	125 mm	100 szt.

Opis

Pincety jednorazowe wykonane z PS. Przeźroczyste. Posiadają anatomiczny kształt. Końcówka ząbkowana. Pincety sterylne są pakowane indywidualnie.