



## Precyzyjna pinceta biologiczna

**DUMONT**<sup>+</sup>  
 S W I S S M A D E

Szwajcarska pinceta precyzyjna ze stali szlachetnej. Ręczne wykonanie. Antymagnetyczna i odporna na kwasy. Samozaciskowa.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                          | Długość | Końcówka            | Zdjęcie |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|---------------------|---------|
|  | 2-1025  | Precyzyjna pinceta biologiczna | 115 mm  | b. cienka           | 1       |
|  | 2-1027  | Precyzyjna pinceta biologiczna | 125 mm  | płaska, zaokrąglona | 2       |

### Opis

Szwajcarska pinceta precyzyjna ze stali szlachetnej. Ręczne wykonanie. Antymagnetyczna i odporna na kwasy. Samozaciskowa.