



Probówki okrągłodenne o pojemności 10 ml

Probówki polipropylenowe i polistyrenowe, okrągłodenne o poj. 10 ml. Z podziałką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Wymiary	Szt./Op.
	B-2306	Probówki z podziałką: 2.5, 5 i 10 ml i kołnierzem, o poj. 10 ml (± 1 ml) (1)	PP	16 x 100 mm	2000 szt.
	B-2308	Probówki z podziałką: 2.5, 5 i 10 ml i kołnierzem, o poj. 10 ml (± 1 ml) (3)	PS	16 x 100 mm	2000 szt.
	B-2310	Probówki z podziałką: 2.5, 5 i 10 ml i kołnierzem i korkiem, o poj. 10 ml (± 1 ml), sterylne (5)	PS	16 x 100 mm	1800 szt.
	B-2307	Probówki bez podziałki, kołnierza i korka	PP	16 x 100 mm	2000 szt.
	B-2309	Probówki bez podziałki, kołnierza i korka	PS	16 x 100 mm	2000 szt.

Opis

Probówki polipropylenowe i polistyrenowe, okrągłodenne o poj. 10 ml. Z podziałką.