

## Pinceta zagięta ze stali szlachetnej

Wykonana ze stali szlachetnej 18/8. Zagięta. Z cienką końcówką.



| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                | Długość |
|-----------|---------|--------------------------------------|---------|
|           | E-7032  | Pinceta zagięta ze stali szlachetnej | 105 mm  |
|           | E-7033  | Pinceta zagięta ze stali szlachetnej | 115 mm  |
|           | E-7034  | Pinceta zagięta ze stali szlachetnej | 130 mm  |
|           | E-7035  | Pinceta zagięta ze stali szlachetnej | 145 mm  |
|           | E-7036  | Pinceta zagięta ze stali szlachetnej | 160 mm  |
|           | E-7037  | Pinceta zagięta ze stali szlachetnej | 200 mm  |

### Opis

Wykonana ze stali szlachetnej 18/8. Zagięta. Z cienką końcówką.