



## Probówki wirówkowe z PP - z zakrętką - o poj. 13 ml



Reakcyjne probówki wirówkowe wykonane z wyselekcjonowanego, biologicznie obojętnego polipropylenu. Ze szczelnym zamknięciem z PP w kolorze niebieskim. Przeznaczone do bezpiecznego transportu i przechowywania próbek.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                                    | Kolor zakrętki | Pojemność | Średnica | Długość | Szt./Op. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------|----------|
|  | 2-0140  | Probówki transportowe, okrągłodenne z PP | niebieska      | 13 ml     | 16 mm    | 100 mm  | 250 szt. |

### Opis

Reakcyjne probówki wirówkowe wykonane z wyselekcjonowanego, biologicznie obojętnego polipropylenu. Ze szczelnym zamknięciem z PP w kolorze niebieskim. Przeznaczone do bezpiecznego transportu i przechowywania próbek.