



## Precyzyjna pinceta Dumont



Oryginalna szwajcarska pinceta precyzyjna Dumont. Wykonana ręcznie ze stali szlachetnej Inox. Z wyjątkowo cienką końcówką. Znakomicie nadaje się do stosowania w obszarze biologii, inżynierii genetycznej, mikroskopii elektronowej oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa precyzja pracy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ
	2-1030	Pinceta DUMONT	nr 1 prosta
	2-1031	Pinceta DUMONT	nr 2 prosta
	2-1036	Pinceta DUMONT	nr 3
	2-1032	Pinceta DUMONT	nr 3 c
	2-1035	Pinceta DUMONT	nr 4
	2-1033	Pinceta DUMONT	nr 5
	2-1034	Pinceta DUMONT	nr 7 wygięta

### Opis

Oryginalna szwajcarska pinceta precyzyjna Dumont. Wykonana ręcznie ze stali szlachetnej Inox. Z wyjątkowo cienką końcówką. Znakomicie nadaje się do stosowania w obszarze biologii, inżynierii genetycznej, mikroskopii elektronowej oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa precyzja pracy.

**Dostawa:** pojedynczo w etui z pokrywką oraz osłoną na końcówki.

[Dodatkowe informacje – pdf.](#)