



Dozownik ręczny Multipipette[®] E3 / E3x

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Multipipette[®] E3 oraz Multipipette[®] E3x to precyzyjne dozowniki elektroniczne o pojemności od 1 µl do 50 ml o przeznaczone do szybkiego, szeregowego pipetowania cieczy o problematycznych właściwościach fizykochemicznych, w tym cieczy lepkich, o wysokim ciśnieniu pary, toksycznych, radioaktywnych i niebezpiecznych. Dozowanie odbywa się na zasadzie wyporu bezpośredniego, co gwarantuje precyzję i powtarzalność w odmierzaniu objętości niezależnie od parametrów cieczy (gęstości, lepkości, lotności). Do 100 dozowań przy jednym napełnieniu zapewnia sprawną pracę w długich seriach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-2611	Dozownik Multipipette [®] E3	4987 000.010
	K-2612	Dozownik Multipipette [®] E3 ze statywem ładującym	4987 000.371
	K-2621	Dozownik Multipipette [®] E3x	4987 000.029
	K-2622	Dozownik Multipipette [®] E3x ze statywem ładującym	4987 000.380

Opis

Multipipette[®] E3 oraz Multipipette[®] E3x to precyzyjne dozowniki elektroniczne o przeznaczone do szybkiego, szeregowego pipetowania cieczy o problematycznych właściwościach fizykochemicznych, w tym cieczy lepkich, o wysokim ciśnieniu pary, toksycznych, radioaktywnych i niebezpiecznych. Świetnie sprawdzą się w seryjnym napełnianiu probówek, płytek, czy przy porcjowaniu reagentów. Multipipette[®] E3 oraz Multipipette[®] E3x charakteryzują się bardzo szerokim zakresem dozowania: od 1 µl do 50 ml. Umożliwia to korzystanie z aż 5000 różnych objętości, które mogą być zmieniane w skokach tak małych jak 100 nanolitrow. W połączeniu z końcówkami Combitips advanced[®] stanowią podstawowe narzędzie laboratoryjne, które umożliwia pracę ze wszystkimi rodzajami cieczy. Dzięki wbudowanemu czujnikowi Multipipette automatycznie rozpoznaje rozmiar końcówki, a objętość wyświetla się na ekranie. Redukuje to prawdopodobieństwo pomyłki. Combitips działają na zasadzie wyporu bezpośredniego, dlatego zapewniają dokładne dozowanie bez względu na rodzaj stosowanej cieczy. System Multipipette/Combitips[®] bardzo dobrze sprawdzi się przy długich seriach pipetowania. Napełniona końcówka umożliwia dozowanie do 100 porcji cieczy bez przerywania pracy i ponownego napełniania.

Multipipette charakteryzują się niewielkim ciężarem. Pipetowanie i dozowanie wspomagane przez silnik pozwala na zredukowanie siły potrzebnej do obsługi oraz obciążenia przy długotrwałym dozowaniu. Prędkość pobierania i dozowania jest regulowana, co zapobiega rozpryskom i poprawia precyzję pracy. Końcówkę zrzuca się bezkontaktowo za pomocą jednego przycisku, co umożliwia pracę jedną ręką. Multipipette[®] E3 oraz Multipipette[®] E3x mają do wyboru aż 9 języków obsługi i są kompatybilne z Eppendorf TrackIT.

Multipette® E3x w porównaniu z Multipette® E3 oferuje dodatkowe zaawansowane funkcje, np. pobieranie nadsączu, rozcieńczenie seryjne oraz miareczkowanie.

Dostawa obejmuje:

1. K-2611 – pipeta elektroniczne Multipette® E3 o poj. 1 µL – 50 mL, kabel ładujący, pakiet mieszany Combitips advanced® (9 szt., po 1 końcówce Combitips® każdego rozmiaru)
2. K-2612 – pipeta elektroniczne Multipette® E3 o poj. 1 µL – 50 mL, statyw ładujący, kabel ładujący, pakiet mieszany Combitips advanced® (9 szt., po 1 końcówce Combitips® każdego rozmiaru)
3. K-2621 – pipeta elektroniczne Multipette® E3x o poj. 1 µL – 50 mL, kabel ładujący, pakiet mieszany Combitips advanced® (9 szt., po 1 końcówce Combitips® każdego rozmiaru)
4. K-2622 – pipeta elektroniczne Multipette® E3x o poj. 1 µL – 50 mL, statyw ładujący, kabel ładujący, pakiet mieszany Combitips advanced® (9 szt., po 1 końcówce Combitips® każdego rozmiaru), uchwyt do statywu karuzelowego 2, ładowarki karuzelowej 2 lub montażu ściennego