



Probówki typu Falcon - poj. 15 i 50 ml

Polipropylenowe probówki typu Falcon o poj. 15 i 50 ml. Z podziałką. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wymiary	Kolor zakrętki	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	B-2325	Probówki typu Falcon z PP - ze skalą	15 ml	17 x 120 mm	niebieska	niesterylne	worek	500 szt.
	B-2326	Probówki typu Falcon z PP - ze skalą	15 ml	17 x 120 mm	czerwona	sterylne	worek	1050 szt.
	B-2327	Probówki typu Falcon z PP - ze skalą	50 ml	30 x 115 mm	niebieska	niesterylne	worek	500 szt.
	B-2328	Probówki typu Falcon z PP - ze skalą - samostojące	50 ml	30 x 115 mm	niebieska	niesterylne	worek	500 szt.
	B-2329	Probówki typu Falcon z PP - ze skalą	50 ml	30 x 115 mm	czerwona	sterylne	pak. ind.	600 szt.

Opis

Polipropylenowe probówki typu Falcon o poj. 15 i 50 ml. Z podziałką. Autoklawowalne.

Możliwość wirowania: do **5000 x g** (nie dotyczy probówek samostojących).