



Szpatułki laboratoryjne Flexistrip



Giętkie szpatułki laboratoryjne, idealne do rozprowadzania krwi na szkiełkach mikroskopowych. Wykonane z PS.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	B-0155	Szpatułki laboratoryjne Flexistrip	50 szt.

Opis

Giętkie szpatułki laboratoryjne, idealne do rozprowadzania krwi na szkiełkach mikroskopowych. Wykonane z PS.

Wymiary: 75 x 26 mm.