



Probówki wirówkowe o pojemności 15 i 50 ml

Orange Scientific

Probówki wirówkowe o doskonałej przejrzystości i wysokiej odporności chemicznej. Wykonane z PP. Z precyzyjną, dobrze widoczną skalą i białym polem do opisu. **Sterylizowane** promieniami gamma. Wolne od DNA i RNA. Poziom zawartości endotoksyn <0,5 EU/ml. Pakowane w workach po 25 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Materiał	Szt./Op.
	C-8117	Probówki wirówkowe, stożkowe	15 ml	PP	10 x 50 szt. = 500 szt.
	C-8118	Probówki wirówkowe, stożkowe	50 ml	PP	20 x 25 = 500 szt.
	C-8119	Probówki wirówkowe, samostojące	50 ml	PP	20 x 25 = 500 szt.

Opis

Probówki wirówkowe o doskonałej przejrzystości i wysokiej odporności chemicznej. Wykonane z PP. Z precyzyjną, dobrze widoczną skalą i białym polem do opisu. **Sterylizowane** promieniami gamma. Wolne od DNA i RNA. Poziom zawartości endotoksyn <0,5 EU/ml. Pakowane w workach po 25 szt.

Odporność temperaturowa: od -80°C do +121°C.

Możliwość wirowania:

- C-8117 i C-8118: do **12000 x g**;
- C-8119: do **6000 x g**.