



Pudełko na końcówki Combitips

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Pudełko Combitips Advanced[®] Rack pozwala na wygodne przechowywanie 8 końcówek [Combitips Advanced](#) o pojemności od 0,1 do 10 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-6310	Pudełko Combitips Advanced [®] Rack	0030 089.758

Opis

Pudełko Combitips Advanced[®] Rack pozwala na wygodne przechowywanie 8 końcówek [Combitips Advanced](#) o pojemności od 0,1 do 10 ml.