



Wkłady aluminiowe na próbki bakteriologiczne



Wkłady do zastosowania z próbkami bakteriologicznymi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba otworów	Śr. próbek	Śr. otworu	Gł. otworów
	H-3131	Wkład na próbki	30	6 mm	8,3 mm	48,4 mm
	H-3132	Wkład na próbki	24	10 mm	10,7 mm	48,4 mm
	H-3133	Wkład na próbki	20	12/13 mm	13,9 mm	48,4 mm
	H-3134	Wkład na próbki	16	12/13 mm	13,9 mm	48,4 mm
	H-3135	Wkład na próbki	12	15/16 mm	17,5 mm	48,4 mm
	H-3136	Wkład na próbki	12	17/18 mm	19,1 mm	48,4 mm
	H-3137	Wkład na próbki	8	20 mm	21 mm	48,4 mm
	H-3138	Wkład na próbki	6	25 mm	26,2 mm	48,4 mm
	H-3139	Wkład na próbki	4	35 mm	35 mm	47,6 mm

Opis

Wkłady są anodowane, dzięki czemu są odporne na rdzę i korozję. Przekłada się to na długotrwałe użytkowanie w laboratorium. W blokach modułowych odległość pomiędzy próbkami a ściankami jest niewielka, co zapewnia najkorzystniejszy przepływ powietrza, a także utrzymanie maksymalnej temperatury. Większość wkładów ma studzienkę na termometr, która daje możliwość zmierzenia temperatury wewnątrz bloku.