



Pipetor Easytip[®] 3

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Easytip[®] 3 to nowoczesny pipetor elektroniczny. Jest poręczny, lekki i bardzo dobrze wyważony. Został stworzony do seryjnego dozowania cieczy o różnych objętościach z wykorzystaniem [pipet serologicznych Eppendorf](#) o pojemności od 0,1 do 100 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Nr producenta
	K-4020	Pipetor Easytip [®] 3	0,1-100 ml	4430 000.018

Opis

Easytip[®] 3 to nowoczesny pipetor elektroniczny, charakteryzujący się lekką, dobrze wyważoną konstrukcją. Został stworzony do seryjnego dozowania cieczy o różnych objętościach z wykorzystaniem pipet serologicznych [Eppendorf o pojemności 0,1-100 ml](#). Prędkość pipetowania może być w prosty, intuicyjny sposób płynnie regulowana czubkami palców. Pipetor wyposażony jest w pojemny akumulator litowo-jonowy zapewniający długą, wygodną pracę. Istnieje również możliwość pipetowania podczas ładowania urządzenia. Easytip[®] 3 jest wyposażony w dobrze widoczny, diodowy wskaźnik stanu baterii. Wymiana filtrów membranowych przebiega bezproblemowo dzięki szybkiemu zdejmowaniu stożka zasysającego. W przypadku zastosowań wymagających sterylności adapter do pipety serologicznej można autoklawować.

Pipetor Easytip[®] 3 w połączeniu z pipetami serologicznymi Eppendorf doskonale sprawdzi się do zastosowań takich jak: seryjne dozowanie porcji cieczy o różnych objętościach, zawieszanie osadów komórkowych lub bakterii, pobieranie warstwy komórek.

Dostawa obejmuje pipetor Easytip[®] 3 z zasilaczem, statyw, uchwyt na ścianę oraz 2 filtry membranowe 0,45 µm.