



Wkłady aluminiowe na próbki wirówkowe



Wkłady aluminiowe do zastosowania z próbkami wirówkowymi typu Falcon i Eppendorf.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba otworów	Poj. próbek	Śr. otworu	Gł. otworów
	H-3114	Wkład na próbki	64	0,2 ml	6,4 mm	20,2 mm
	H-3115	Wkład na 10 pasków po 8 próbek	80	0,2 ml	6,4 mm	15,5 mm
	H-3116	Wkład na próbki	30	0,25 ml	6 mm	-
	H-3121	Wkład na próbki	30	0,5 ml	7,9 mm	27,6 mm
	H-3122	Wkład na próbki	20	1,5 ml	11,1 mm	39,1 mm
	H-3123	Wkład na próbki typu Eppendorf	20	1,5 ml	11,5 mm	36,9 mm
	H-3124	Wkład na próbki typu Eppendorf	20	2,0 ml	11,5 mm	38,1 mm
	H-3125	Wkład na próbki	20	2,0 ml	10,9 mm	38,1 mm
	H-3127	Wkład na próbki typu Falcon	12	15 ml	17,1 mm	44,5 mm
	H-3128	Wkład na próbki typu Falcon	5	50 ml	29 mm	47,6 mm

Opis

Wkłady wykonane są z anodyzowanego aluminium, co zwiększa ich odporność na rdzę i korozję przez co wydłuża się czas ich użytkowania w laboratorium. Wkłady zapewniają utrzymanie maksymalnej temperatury oraz najkorzystniejszy przepływ powietrza poprzez bliski kontakt między próbkami a ściankami. Większość wkładów posiada studzienkę na termometr umożliwiającą pomiar temperatury w bloku. Nadają się do zastosowania z próbkami wirówkowymi o różnej pojemności również stożkowodennymi.