



Worki na próbki z logo Biohazard - z kieszenią na dokumenty

Woreczki Kangur Biohazard służą do transportu i przechowywania próbek niebezpiecznych. Posiadają kieszeń na dokumenty. Z nadrukiem BIOHAZARD na czerwonym tle. Woreczki posiadają wodoszczelne zamknięcie samoprzylepne. Torebki wykonane z folii PE. **Duża ilość w magazynie. Natychmiastowa dostawa.**

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Szer. x dł.	Szt./Op.
	P-1590	Worki z oznaczeniem Biohazard - z kieszenią na dokumenty	PE	170 x 250 mm	100 szt.

Opis

Woreczki na próbki Biohazard typu Kangur służące do przechowywania i transportu próbek i odpadów niebezpiecznych, wykonane z folii polietylenowej. Posiadają czarne logo BIOHAZARD nadrukowane na czerwonym tle wraz z instrukcją w językach: francuskim, angielskim i hiszpańskim. Wyposażone są w dodatkową kieszeń na dokumenty. Worki posiadają wodoszczelne, certyfikowane zamknięcie samoprzylepne. Torebki znajdują zastosowanie m.in. w laboratoriach, szpitalach i służbach sanitarnych.

Grubość folii (worek): 40 µm.

Grubość folii (kieszeń): 35 µm.

Wymiary woreczka na próbki: 170 x 250 mm.

Wymiary kieszeni na dokumenty: 170 x 180 mm.