



Dozownik do płynu do dezynfekcji rąk

Ścienny dozownik do płynu dezynfekującego do rąk z przyciskiem. Nie wymaga stosowania baterii.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	1-0697	Dozownik do płynu do dezynfekcji rąk z przyciskiem	1000 ml

Opis

Dozownik na płyn do dezynfekcji rąk z przyciskiem wykonany z tworzywa ABS. Przeznaczony do szybkiego i łatwego montażu na ścianie. Zintegrowany zbiornik można wyjąć w celu ponownego napełnienia środka dezynfekującego, dzięki czemu napełnianie jest bardzo łatwe. Zbiornik ma pojemność 1000 ml. Urządzenie umożliwia precyzyjne dawkowanie pożądanej ilości środka do dezynfekcji rąk (1,8 ml na jedno naciśnięcie). Dozownik ścienny można również zablokować za pomocą prostego mechanizmu.

Do użycia nie są wymagane baterie. 8*8

Dane techniczne

Parametr	Dozownik
Wysokość	222 mm
Długość	120 mm
Szerokość	80 mm
Waga	0,5 kg
Kolor	biały