



Probówki wirówkowe typu Falcon z PP - poj. 15 i 50 ml

ISOLAB
Laborgeräte GmbH

Probówki typu Falcon wykonane z PP. Pojemności 15 i 50 ml. Z nadrukowanymi białą skalą i białym polem opisowym. Dostępne w wersji sterylnej i niesterylnej. Autoklawowalne. Możliwość wirowania: do 6000 x g.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Śr. x wys.	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	B-3692	Probówki typu Falcon z PP	stożkowodenne	15 ml	17 x 120 mm	niesterylne	worek	50 szt.
	B-3693	Probówki typu Falcon z PP	stożkowodenne	50 ml	30 x 120 mm	niesterylne	worek	50 szt.
	B-3694	Probówki typu Falcon z PP	samostojące	50 ml	30 x 120 mm	niesterylne	worek	50 szt.
	B-3685	Probówki typu Falcon z PP	stożkowodenne	15 ml	17 x 120 mm	sterylne	pak. ind.	50 szt.
	B-3686	Probówki typu Falcon z PP	stożkowodenne	50 ml	30 x 120 mm	sterylne	pak. ind.	50 szt.
	B-3687	Probówki typu Falcon z PP	samostojące	50 ml	30 x 120 mm	sterylne	pak. ind.	50 szt.

Opis

Probówki typu Falcon wykonane z PP. Pojemności 15 i 50 ml. Z nadrukowanymi białą skalą i białym polem opisowym. Wyposażone w szczelne, płaskie nakrętki, które posiadają karbowany brzeg, ułatwiający odkręcenie nawet w rękawiczkach, czy też jedną ręką. Dostępne w wersji sterylnej (pakowane indywidualnie) i niesterylnej. Autoklawowalne w 121°C przez 20 min.

Możliwość wirowania: do 6000 x g.

Probówki B-3686 w cenie promocyjnej mają krótki termin ważności.