



Szpatułka z główką

Szpatułka wykonana ze stali szlachetnej. Zakończona główką z tworzywa sztucznego, która zapobiega wyslizgiwaniu się szpatułki z rąk i umożliwia wygodną pracę w laboratorium.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. x szer.	Dł. całk.
	B-0553	Szpatułka z główką	35 x 9 mm	150 mm
	B-0554	Szpatułka z główką	35 x 9 mm	210 mm
	B-0555	Szpatułka z główką	40 x 9 mm	250 mm
	B-0556	Szpatułka z główką	55 x 15 mm	300 mm
	B-0557	Szpatułka z główką	35 x 20 mm	200 mm
	B-0558	Szpatułka z główką	35 x 20 mm	250 mm
	B-0559	Szpatułka z główką	60 x 30 mm	300 mm
	B-0560	Szpatułka z główką	60 x 30 mm	400 mm
	B-0561	Szpatułka z główką	60 x 30 mm	500 mm

Opis

Szpatułka wykonana ze stali szlachetnej. Zakończona główką z tworzywa sztucznego, która zapobiega wyslizgiwaniu się szpatułki z rąk i umożliwia wygodną pracę w laboratorium.