









## Probówki wirówkowe o pojemności 15 i 50 ml



Wysokiej jakości probówki wirówkowe szwajcarskiej firmy TPP, wykonane z przezroczystego polipropylenu (Nr-Art. **B-4562** - wykonane z PS). Z gazo- i aeroszczelną nakrętką. Wyposażone w pole do opisu zarówno na powierzchni probówki, jak i na nakrętce. Z podziałką. Sterylne, wolne od pirogenów, RNA, DNA, RNaz, DNaz. Stężenie endotoksyn gwarantowane na poziomie <0,06 EU/ml.

**Probówki dostępne w dwóch wersjach - w workach luzem lub w uzupełnionych statywach.**

| Miniatura   | Nr-art. | Nazwa   | Materiał | Pojemność | Wymiary       | Rodzaj pak. | Pakowane     | Szt./Op. | Nr producenta |
|---|---------|---|----------|-----------|---------------|-------------|--------------|----------|---------------|
|    | B-4543  | Probówki wirówkowe okrągłodenne               | PP       | 15 ml     | 17,1 x 120 mm | worek       | 20 x 40 szt. | 800 szt. | 91017         |
|    | B-4542  | Probówki wirówkowe stożkowodenne              | PP       | 15 ml     | 17,1 x 120 mm | worek       | 20 x 40 szt. | 800 szt. | 91015         |
|  | B-4562  | Probówki wirówkowe stożkowodenne              | PS       | 15 ml     | 17,1 x 120 mm | worek       | 20 x 40 szt. | 800 szt. | 91115         |
|  | B-4544  | Probówki wirówkowe stożkowodenne              | PP       | 50 ml     | 30 x 115 mm   | worek       | 18 x 20 szt. | 360 szt. | 91050         |
|  | B-4545  | Probówki wirówkowe stożkowodenne, samostojące | PP       | 50 ml     | 30 x 115 mm   | worek       | 16 x 20 szt. | 320 szt. | 91051         |
|  | B-4575  | Probówki wirówkowe stożkowodenne              | PP       | 15 ml     | 17,1 x 120 mm | statyw      | 10 x 30 szt. | 300 szt. | 91515         |
|  | B-4576  | Probówki wirówkowe stożkowodenne              | PP       | 50 ml     | 30 x 115 mm   | statyw      | 10 x 20 szt. | 200 szt. | 91550         |

### Opis

Wysokiej jakości probówki wirówkowe szwajcarskiej firmy [TPP](#). Wykonane z przezroczystego polipropylenu (Nr-art. **B-4562** - wykonane z PS). Z gazo- i aeroszczelną nakrętką. Wyposażone w pole do opisu zarówno na powierzchni probówki, jak i na nakrętce. Z podziałką. Sterylne, wolne od pirogenów, RNA, DNA, RNaz, DNaz. Stężenie endotoksyn gwarantowane na poziomie <0,06 EU/ml.

**Maks. przyspieszenie podczas wirowania:** do 15500 x g (z wyjątkiem Nr-art. **B-4562**: do 1700 x g).

**Probówki dostępne w dwóch wersjach - w workach luzem lub w uzupełnionych statywach.**